

检测报告单
Certificate of Analysis

产品名称 Product Name	L谷胱甘肽 L-GLUTATHIONE		
CAS NO.	70-18-8	生产日期 Produce Date	2024.7.10
批号 Batch NO.	20240710	包装 Package	25 公斤/桶
检验日期 Test Date	2024.07.15	检验依据 Reference	企业标准 In House
检测项目 Test Item	标准 Specifications	检测结果 Test Result	
外观 Appearance	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	
含量(HPLC) Assay	98.5-101.0%	99.1%	
干燥失重 Loss on drying	≤0.5%	0.30%	
比旋度 Specific Rotation	-15.5° ~ -17.5°	-16.127°	
炽灼残渣 Residue on ignition	≤0.10%	0.05%	
有关物质 Related substances	Gross contamination ≤ 2.0%	1.75%	
	GSSG ≤ 1.5%	0.46%	
氯化物 Chloride	≤0.02%	< 0.02%	
铵盐 AMMONIUM	≤0.02%	< 0.02%	
硫酸盐 Sulfate	≤0.03%	< 0.02%	
铁盐 Iron	≤10ppm	< 10ppm	
结论 CONCLUSION	合格 COMPLIES		
本证明书所列商品经我公司检验结果如上特此证明 This is to certify that we, the undersigned, have inspected/tested the quality of the above mentioned goods and found the result as above.			
质检科长 Q.C. DIRECTOR	分析员 ANALYST	复核员 COLLATOR	